



MOPS-SDS Running Buffer Powder

MOPS-SDS 电泳缓冲液粉末

目录号：CW8211S

保存条件：室温（15-30°C）保存24个月。

产品内容

Component	CW8211S
MOPS-SDS Running Buffer Powder	10 PKs

产品简介

MOPS-SDS Running Buffer Powder用于WinnerPage™蛋白预制胶凝胶电泳。其主要成分为Tris、MOPS、EDTA和SDS，每袋粉末可配制1000 mL 1×MOPS-SDS电泳缓冲液。MOPS-SDS Running Buffer采用专有技术，具有保质期长，分辨率高，电泳快等特点。

使用方法

- 取出1袋粉末溶解于1000 mL去离子水中,即可得到1 L MOPS-SDS Running Buffer;
- 1x MOPS-SDS Running Buffer组分:

Tris base	50 mM
Mops	50 mM
SDS	0.10%
EDTA	1 mM