



DNA样品保持卡 说明书

【产品名称】

DNA样品保持卡

【预期用途】

用于样本的收集、运输和储存。

【型号/规格】

型号	DNA样品保持卡（型号I）		DNA样品保持卡（型号II）	
规格	1张/套	50张/套	1张/套	100张/套

【产品描述】

本产品主要由纤维滤纸（含有异硫氰酸胍涂层）组成。

【保存条件及有效期】

保存条件：密封保存，室温（10°C-30°C）

有效期：36个月

【操作步骤】

将样品吸附到本产品的采样区域内，记录采样信息。

【注意事项】

1. 本品为一次性用品。
2. 产品使用过程中，注意防止污染。