



KRAS G12A Reference Standard (35G>C)

KRAS基因G12A标准品(35G>C)

目录号：CW2760S (1 μg)

保存条件：-70°C保存。

产品内容

Component	CW2760S 1 μg
KRAS G12A Reference Standard (35G>C)	1 μg (10 ng/μl)

产品简介

KRAS基因G12A标准品(35G>C)可作为标准物质用于KRAS基因G12A的定性检测以及质量控制。本品来源于特定细胞培养后提取的基因组DNA，采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/μl。

使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。