



# EGFR E746\_A750del Reference Standard (c.2235\_2249del)

## EGFR基因E746\_A750del标准品(c.2235\_2249del)

目录号：CW2775S (1 μg)

保存条件：-70°C保存

### 产品内容

Component	CW2775S
	1 μg
EGFR E746_A750del Reference Standard (c.2235_2249del)	1 μg (10 ng/μl)

### 产品简介

EGFR基因E746\_A750del标准品(c.2235\_2249del)可作为标准物质用于EGFR基因E746\_A750del的定性检测以及质量控制。本品来源于人工构建的突变质粒DNA。以人类基因组DNA为背景，混合阳性E746\_A750del突变质粒。采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/μl。

### 使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。