



EGFR L747_T751del Reference Standard (c.2239_2253del)

EGFR基因L747_T751del标准品(c.2239_2253del)

目录号：CW2778S (1 µg)

保存条件：-70°C保存

产品内容

Component	CW2778S 1 µg
EGFR L747_T751del Reference Standard (c.2239_2253del)	1 µg (10 ng/µl)

产品简介

EGFR基因L747_T751del标准品(c.2239_2253del)可作为标准物质用于EGFR基因L747_T751del的定性检测以及质量控制。本品来源于人工构建的突变质粒DNA。以人类基因组DNA为背景，混合阳性L747_T751del突变质粒。采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/µl。

使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复复密封状态。