



版本号：07/2022

BRAF V600E Reference Standard (c.1799T>A)

BRAF基因V600E标准品(c.1799T>A)

目录号：CW2767S (1 µg)

保存条件：-70°C保存

产品内容

| | |
|---|-----------------|
| Component | CW2767S |
| | 1 µg |
| BRAF V600E Reference Standard (c.1799T>A) | 1 µg (10 ng/µl) |

产品简介

BRAF基因V600E标准品(c.1799T>A)可作为标准物质用于BRAF基因V600E的定性检测以及质量控制。本品来源于特定细胞培养后提取的基因组DNA，采用NGS方法定量突变频率为23%±2%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/µl。

使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途