



# EGFR L747\_A750>P Reference Standard (c.2238\_2248delinsGC)

## EGFR基因L747\_A750>P标准品 (c.2238\_2248delinsGC)

目录号：CW2791S (1 µg)

保存条件：-70°C保存

### 产品内容

Component	CW2791S 1 µg
EGFR L747_A750>P Reference Standard (c.2238_2248delinsGC)	1 µg (10 ng/µl)

### 产品简介

EGFR基因L747\_A750>P标准品(c.2238\_2248delinsGC)可作为标准物质用于EGFR基因L747\_A750>P的定性检测以及质量控制。本品来源于人工构建的突变质粒DNA。以人类基因组DNA为背景，混合阳性L747\_A750>P突变质粒。采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/µl。

### 使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。